

Autopsiesäge HB-740 mit Akku



Autopsiesäge HB 740-Akku

Die oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Sägeblättern wird mit einem Akku geliefert. Durch den Wegfall des lästigen Netzkabels ist die Säge ideal für den mobilen Einsatz geeignet und unabhängig vom Stromnetz. Der Sägekopf ist mit Druckausgleichsbohrungen versehen. Zum Sterilisieren kann der Sägekopf daher abgebaut werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Autopsiesäge HB -740-Akku
- 1 Stück rundes Sägeblatt ca. 50 mm Durchmesser
- 1 Stück Tiefsägeblatt schmal
- 1 Stück Tiefsägeblatt breit
- 1 Set Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter
- 1 Stück Ladegerät für Akku

Technische Details:

Spannung:	9,6 Volt
Schwingungen:	ca. 14500 / min
Typ:	HB-740-Akku
Artikel-Nr.:	020.010.290



Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740-Akku
Artikel-Nr. 020.010.232
Typ: K-HB-740-Akku



Ersatzakku für Autopsiesäge
Artikel-Nr. 020.010.295
Typ: EA-HB-740


KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Autopsiesäge HB-740-Akku / Zubehör



Sägeblätter für Autopsiesäge HB 740

Rundsägeblatt HB 50	Artikel-Nr. 020.010.215
Segmentsägeblatt HB 500	Artikel-Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502	Artikel-Nr. 020.010.210



Ersatzschlüsselset für Autopsiesäge HB 740

Artikel-Nr. 020.010.225

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■