

Absaugung für Autopsiesäge HB-740



Abbildung:
Absaugung mit Autopsiesäge HB-740

Dieser wendige und kompakte Sauger mit Eco-Flachfaltenfiltertechnik ist speziell für das Ab- und Aufsaugen von giftigem Staub und anderen gefährlichen, in der Luft verteilten Teilchen entwickelt. Aus der Abluft werden 99,97 % aller Partikel gefiltert, die größer als 0,5 µ sind. Für rationelles Arbeiten ist der Sauger mit einer Steckdose ausgestattet, die speziell auf die Autopsiesäge HB 740 abgestimmt ist. Im Standby-Betrieb übernimmt sie das automatische Ein- und Ausschalten der Saugfunktion. Auf dem Sauger kann die Säge abgelegt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Staubsauger für Autopsiesäge HB 740
- 1 Stück Aufhängung für Autopsiesäge
- 1 Stück Absaugglocke
- 1 Stück Werkzeug

Technische Details:

Saugleistung: 1.380 Watt
Laufleistung: 57 l/min
Vakuum: 235 mbar
Netzanschluss: 230 Volt, 50 Hz
Behälterinhalt: 35 Liter
Geräuschpegel: 63 dB
Gewicht: 9,5 kg
Typ: HB-NR-Set-740
Artikel-Nr.: 020.010.250

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■