

Autopsiesäge HB-740



Die Oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Sägeblättern, wird mit einem kugelgelagerten kräftig belüfteten Motor für Wechselstrom 230 Volt, einem Schalter, der in ein stoßfestes Isoliergeähuse eingebaut ist und einem 5 m langen Anschlusskabel mit Schukostecker, geliefert. Der Sägekopf ist aus Leichtmetall, das Getriebe mit Dauerschmierung. Zum Sterilisieren kann der Sägekopf abgebaut werden. Durch die stufenlose Drehzahlregelung kann die Schwingung des Sägeblattes exakt auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Autopsiesäge HB -740
- 1 Stück rundes Sägeblatt ca. 50 mm Durchmesser
- 1 Stück Tiefsägeblatt schmal
- 1 Stück Tiefsägeblatt breit
- 1 Set Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter

Technische Details:

Spannung:	230 Volt / 50 Hz / 125 Watt
Schwingungen:	ca. 12000 - 21000 / min
Spannung:	220 - 240 Volt / 50 - 60 Hz
Typ:	HB-740
Artikel-Nr.:	020.010.200


KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Autopsiesäge HB-740 / Zubehör



Sägeblätter für Autopsiesäge HB 740

Rundsägeblatt HB 50 Artikel-Nr. 020.010.215
Segmentssägeblatt HB 500 Artikel-Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502 Artikel-Nr. 020.010.210



Ersatzschlüsselset für Autopsiesäge HB 740

Artikel-Nr. 020.010.225



Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740 und Zubehör

Artikel-Nr. 020.010.230

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■