

# Digitalwaage 8131-50



Die elektronische Digitalwaage zum schnellen, zuverlässigen und sicheren Wiegen. Mit einer Taste tarieren, wiegen, zuwiegen. Gehäuse und Wiegeplattform aus Edelstahl. Betrieb über 9 Volt Batterie mit automatischer Abschaltung.

## Technische Details:

Maße Wiegeplatte B/T:	160 x 160 mm
Maße Waage B/T/H:	220 x 160 x 32 mm
Wiegebereich:	0 g bis 5000 g
Genauigkeit:	1 Gramm
Typ:	8131-50
Artikel-Nr.:	090.010.061

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*