

Digitalwaage DWK 10 - DWK 50



Die vollelektronische Waage zeichnet sich besonders durch Ihre einfache Bedienung über 2 Tasten aus. Das Gehäuse ist aus grauem Kunststoff und die Wiegeplatte aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304). Die Digitalwaage wird mit einem integrierten Anzeigegerät, mit einer großen, benutzerfreundlichen, 14 mm hohen LCD-Anzeige geliefert und kann sowohl über Batterie als auch über Netzadapter betrieben werden. Wird die Waage mit Batterie betrieben, ist zur Batterieschonung eine AUTO-OFF Funktion einprogrammiert, diese schaltet das Display der Waage ab, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Laständerung war.

Technische Details:

Wiegebereich:	0 bis 10 kg
Genauigkeit:	10 g
Batterien:	6 x 1.5 V AA (= 9 V)
Betriebsdauer:	ca. 100 Stunden
Netzadapter:	230 Volt / 50 Hz
Maße Wiegeplatte B/T:	320 x 260 mm
Maße Gehäuse B/T/H:	320 x 300 x 60 mm
Typ:	DWK-10
Artikel-Nr.:	020.040.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Digitalwaage DWK 10 - DWK 50

Modell DWK-20:

Wiegebereich:	0 bis 20 kg
Genauigkeit:	20 g
Batterien:	6 x 1.5 V AA (= 9 V)
Betriebsdauer:	ca. 100 Stunden
Netzadapter:	230 Volt / 50 Hz
Maße Wiegeplatte B/T:	320 x 260 mm
Maße Gehäuse B/T/H:	320 x 300 x 60 mm
Typ:	DWK-20
Artikel-Nr.:	020.040.015

Modell DWK-50:

Wiegebereich:	0 bis 50 kg
Genauigkeit:	50 g
Batterien:	6 x 1.5 V AA (= 9 V)
Betriebsdauer:	ca. 100 Stunden
Netzadapter:	230 Volt / 50 Hz
Maße Wiegeplatte B/T:	320 x 260 mm
Maße Gehäuse B/T/H:	320 x 300 x 60 mm
Typ:	DWK-50
Artikel-Nr.:	020.040.020

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■