

# Digitalwaagen mit flexiblem Anzeigegerät



Waage Typ 7755



Waage Typ 7755 Plus mit Standfuß

Die vollelektronische Digitalwaage zum schnellen, zuverlässigen und sicheren Wiegen. Mit nur einer Taste tarieren, wiegen, zuwiegen. Untergehäuse aus Stahl anthrazitfarbig lackiert, Wiegeplattform aus Edelstahl, Flexibles Anzeigengehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Betrieb wahlweise über Netzanschluss 230 Volt, 50/60 Hz oder über den eingebauten Akku. Betriebsdauer des Akkus ca. 8 Stunden. Spiralkabel zwischen Wiegeplattform und Anzeigengehäuse ca. 1,5 m.

## Lieferumfang:

Typ 7755 / 7756 / 7757 mit flexiblem Anzeigengehäuse inkl. Befestigungswinkel und Netzgerät  
Typ 7755-PLUS mit fest montiertem Anzeigestativ und Netzgerät.  
Maße Anzeigengehäuse B/T/H: 260 x 140 x 70 mm

## Technische Details:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 310 x 275 x 35 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 15 kg         |
| Genauigkeit:  | 5 Gramm           |
| Gewicht:      | 4 kg              |
| Typ:          | 7755-15           |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.065       |

**Weitere Modelle siehe Rückseite**

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■

# Digitalwaagen

## **Modell 7755-30:**

Maße B/T/H: 310 x 275 x 35 mm  
Wiegebereich: 0 - 30 kg  
Genauigkeit: 10 Gramm  
Gewicht: 4 kg  
Typ: 7755-30  
Artikel-Nr.: 090.010.070

## **Modell 7755-60:**

Maße B/T/H: 310 x 275 x 35 mm  
Wiegebereich: 0 - 60 kg  
Genauigkeit: 20 Gramm  
Gewicht: 4 kg  
Typ: 7755-60  
Artikel-Nr.: 090.010.065

## **Modell 7755-PLUS-15:**

Maße B/T/H: 310 x 275 x 35 mm  
Wiegebereich: 0 - 15 kg  
Genauigkeit: 5 Gramm  
Gewicht: 6 kg  
Typ: 7755-PLUS-15  
Artikel-Nr.: 090.010.079

## **Modell 7755-PLUS-30:**

Maße B/T/H: 310 x 275 x 35 mm  
Wiegebereich: 0 - 30 kg  
Genauigkeit: 10 Gramm  
Gewicht: 6 kg  
Typ: 7755-PLUS-30  
Artikel-Nr.: 090.010.080

## **Modell 7755-PLUS-60:**

Maße B/T/H: 310 x 275 x 35 mm  
Wiegebereich: 0 - 60 kg  
Genauigkeit: 20 Gramm  
Gewicht: 6 kg  
Typ: 7755-PLUS-60  
Artikel-Nr.: 090.010.081

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■

# Digitalwaagen

## **Modell 7756-60:**

Maße B/T/H: 520 x 400 x 70 mm  
Wiegebereich: 0 - 60 kg  
Genauigkeit: 20 Gramm  
Gewicht: 16 kg  
Typ: 7756-60  
Artikel-Nr.: 090.010.085

## **Modell 7756-150:**

Maße B/T/H: 520 x 400 x 70 mm  
Wiegebereich: 0 - 150 kg  
Genauigkeit: 50 Gramm  
Gewicht: 16 kg  
Typ: 7756-150  
Artikel-Nr.: 090.010.086

## **Modell 7757-150:**

Maße B/T/H: 660 x 545 x 85 mm  
Wiegebereich: 0 - 150 kg  
Genauigkeit: 100 Gramm  
Gewicht: 28 kg  
Typ: 7757-150  
Artikel-Nr.: 090.010.090

## **Modell 7757-200:**

Maße B/T/H: 660 x 545 x 85 mm  
Wiegebereich: 0 - 200 kg  
Genauigkeit: 200 Gramm  
Gewicht: 28 kg  
Typ: 7757-200  
Artikel-Nr.: 090.010.091

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■