

# Elektronische Organwaage mit Wiegeschale EOW 30



Die vollelektronische Waage für präzise Gewichtsanzeige ist ausgestattet mit einer großen benutzerfreundlichen LCD-Anzeige 20 mm hoch. Die Gewichtseinheit ist umschaltbar zwischen kg und lbs. Die Waage verfügt über eine automatische Nullstellung, Tara- und Hold-Funktion. Die Edelstahlschale ist zu Reinigungszwecken abnehmbar.

Lieferung mit Akku und Netzteil.

#### Technische Details:

Maße B/T/H:	535 x 241 x 330 mm
Wiegebereich:	0 g bis 30 kg
Genauigkeit:	1 Gramm
Typ:	EOW-30
Artikel-Nr.:	090.010.095

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■