

Rollbahn mit digitaler Wiegeeinrichtung RBW-WA-200



Vollelektronische Digitalwaage zum schnellen, zuverlässigen und sicheren Wiegen. Mit nur einer Taste können Sie tarieren, wiegen oder zuwiegen. Stabile Rahmenkonstruktion, komplett aus Edelstahl mit oben aufgebauter Rollbahn inkl. 5 Tragrollen sowie Zentralfeststeller für alle 5 Rollen zum sicheren Fixieren der aufliegenden Leichenmulden während des Wiegevorganges. Die Rollbahn ist kompatibel zu dem Rollensystem der Leichenkühlzelle sowie für die Hub- und Transportwagen. Rahmen mit integrierter Wiegeeinrichtung, digitales Anzeigergerät mit eingebautem Akku (für ca. 8 Std. netzunabhängigem Betrieb). Anzeigergerät mit Spiralkabel zur Wandmontage. Die Wiegeeinrichtung wird direkt an einer bauseitigen Wand montiert. Lieferung inkl. 230 Volt Ladegerät.

Technische Details:

Maße Rahmenaufbau B/T/H:	2000 x 680 x 600 mm
Maße Anzeigergerät B/T/H:	250 x 100 x 50 mm
Gewicht:	60 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Wiegebereich:	0 bis 200 kg
Messgenauigkeit:	+/- 500 g
Typ:	RBW-WA-200
Artikel-Nr.:	090.010.040

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■