

Rundkopfwaagen R 3 - R 30



Die vollautomatische Rundkopfwaage mit mehrfachem Zeigerumlauf für konstante zuverlässige Gewichtsermittlung bis zur Höchstlast, benötigt außergewöhnlich geringen Platz. Die Waage verfügt über einen stufenlosen drehbaren Waagenkopf, ein geringes Eigengewicht sowie beidseitig ablesbare Gewichtsangabe. Das Gehäuse und die Warenplatte sind aus stabilem Edelstahl.

Technische Details:

Maße B/T/H:	290 x 430 x 730 mm
Wiegebereich:	10 g bis 3 kg
Skalenteilung:	1:1 Gramm
Ablesbarkeit:	½ Gramm
Typ:	R3
Artikel-Nr.:	090.010.040

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Rundkopfwaagen R 3 - R 30

Modell R 5:

Maße B/T/H: 290 x 430 x 730 mm
Wiegebereich: 40 g bis 5 kg
Skalenteilung: 2:2 Gramm
Ablesbarkeit: 1 Gramm
Typ: R5
Artikel-Nr.: 090.010.045

Modell R 15:

Maße B/T/H: 290 x 430 x 730 mm
Wiegebereich: 100 g bis 15 kg
Skalenteilung: 5:5 Gramm
Ablesbarkeit: 2½ Gramm
Typ: R15
Artikel-Nr.: 090.010.050

Modell R 30:

Maße B/T/H: 290 x 430 x 730 mm
Wiegebereich: 200 g bis 30 kg
Skalenteilung: 10:10 Gramm
Ablesbarkeit: 5 Gramm
Typ: R30
Artikel-Nr.: 090.010.055

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■