

Installationssäule INSS 10/680



Die Installationssäule ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) angefertigt und mit einer Kupplungseinheit zum Andocken an den Wasch- und Seziertisch WT 10/650 ausgestattet. Oben mit einer glatten Arbeitsplatte mit nahtlos eingeschweißtem Waschbecken 500 x 400 x 200 mm inklusive Standrohrventil und eine Einhebelmischbatterie für Kalt- und Warmwasser. An der Linken Seite der Säule ist eine Einhebelmischbatterie mit 3 m Brauseschlauch und Handbrause montiert. An der rechten schmalen Seite ist eine Revisionsöffnung für Wartungsarbeiten vorgesehen.

Technische Details:

Maße B/T/H:	900 x 550 x 850 mm
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Typ:	INSS 10/680
Artikel-Nr.:	010.010.680

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Installationssäule INSS 10/680



Installationssäule mit Wasch- und Seziertisch WT 10/650



Installationssäule mit Transportwagen TW 52/500 und Waschtischplatte

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■