

Körperstützen



Die Körperstützen sind komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) gefertigt und mit 2 Kunststoffgleitern ausgestattet. Über die Kunststoffgleiter lassen sich die Körperstützen sehr einfach auf dem Seziertisch verschieben, ohne diesen zu beschädigen.

1 Set bestehend aus 4 Stück

Modell KS 10-30 – Passend für Seziertisch ST 10/100 bis ST 10/300:

Maße B/T/H: 850 x 100 x 40 mm
Typ: KS 10/1030
Artikel-Nr.: 010.020.060

Modell KS 10/4050 – Passend für Seziertisch ST 10/400 und ST 10/500:

Maße B/T/H: 750 x 100 x 40 mm
Typ: KS 10/4050
Artikel-Nr.: 010.020.065

Modell KS 10/8085 – Passend für Seziertisch STV 10/800 und STV 10/850:

Maße B/T/H: 850 x 100 x 40 mm
Typ: KS 10/8085
Artikel-Nr.: 010-020.070

Modell KS 10/10650 – Passend für Wasch- und Seziertisch WT 10/650 und WT 10/655:

Maße B/T/H: 750 x 100 x 40 mm
Typ: KS 10/10650
Artikel-Nr.: 010.020.076

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■