

Organschneidetisch OST 10/1030



Der Organschneidetisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304), mit einer aufliegenden perforierten Arbeitsplatte aus Edelstahl und darüber einer glatten Platte aus PE und Auffangwanne angefertigt. Durch 4 Kunststoffgleiter lässt sich der Organschneidetisch problemlos auf dem Seziertisch verschieben. Über ein höhenverstellbares Ablaufrohr werden Flüssigkeiten ohne zu spritzen auf die Seziertischplatte geleitet. Eine ausziehbare Instrumentenablage aus Kunststoff ist unterhalb der Schneideauflage angebracht.

Passend für Seziertisch ST 10/100 bis ST 10/300 sowie für STV 10/800 und STV 10/850.

Technische Details:

Maße B/T/H:	460 x 850 x 350 mm
Tragfähigkeit:	max. 50 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Typ:	OST 10/1030
Artikel-Nr.:	010.020.010

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■