

Seziertisch ST 10/500

Fahrbare Ausführung



Der Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) mit Unterbau aus stabilen verwindungssteifen Edelstahlprofilen gefertigt. Der Unterbau ist mit 4 Vollgummirädern, mit Feststeller, mit dauergeschmierten, wartungsfreien Spezialkugellagern ausgestattet. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand und einem nahtlos eingearbeitetem Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil und Siebeinsatz ausgestattet. Die Tischplatte hat eine diagonale Prägung, ein Gefälle zum Ablauf hin mit wasserfester Antidröhnunterleimung. Der Ablauf von Becken und Auflagefläche sind zusammengeführt, Lieferung inklusive Siphon.

Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 750 x 850 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	ST 10/500
Artikel-Nr.:	010.010.500

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■