

# Wasch- und Seziertisch WT 10/655

## Beidseitig manuell höhenverstellbar



Der Wasch- und Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) angefertigt. Die Tischplatte hat einen hohen umlaufenden Profilrand und ein Gefälle zum Ablauf hin. Der Unterbau ist mit 4 feststellbaren Vollgummirädern mit dauergeschmierten, wartungsfreien Spezialkugellagern ausgestattet. Der Tisch ist hinten und vorne manuell über einen Rastmechanismus von 750 bis 950 mm höhenverstellbar.

### Technische Details:

Maße L/B/H:	2200 x 750 x 750 / 950 mm
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	WT 10/655
Artikel-Nr.:	010.010.655

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■