

Labortisch LT-1000-C - LT-3500-C



Labortischanlagen in Individualausführung

Labortisch mit Tischplatte aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger HPL Melaminharzbeschichtung. Gesamt 38 mm stark, Vorderkante in postförmiger Ausführung, seitlich 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass abwaschbar. C-Fuß Untergestell mit verschweißtem Rahmen aus Präzisionsstahlrohr nach DIN 2395 mit allen notwendigen Querversteifungen in pulverbeschichteter Ausführung RAL 7035, lichtgrau. Labortisch mit höhenverstellbaren Füßen, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-1000-C
Artikel-Nr.:	095.015.500

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Labortisch LT-1000-C - LT-3500-C

Modell LT-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 700 x 750 mm
Material: Melaminharz
Typ: LT-1200-C
Artikel-Nr.: 095.015.510

Modell LT-1500:

Maße B/T/H: 1500 x 700 x 750 mm
Material: Melaminharz
Typ: LT-1500-C
Artikel-Nr.: 095.015.520

Modell LT-2000:

Maße B/T/H: 2000 x 700 x 750 mm
Material: Melaminharz
Typ: LT-2000-C
Artikel-Nr.: 095.015.513

Modell LT-2500:

Maße B/T/H: 2500 x 700 x 750 mm
Material: Melaminharz
Typ: LT-2500-C
Artikel-Nr.: 095.015.540

Modell LT-3000:

Maße B/T/H: 3000 x 700 x 750 mm
Material: Melaminharz
Typ: LT-3000-C
Artikel-Nr.: 095.015.550

Modell LT-3500:

Maße B/T/H: 3500 x 700 x 750 mm
Material: Melaminharz
Typ: LT-3500-C
Artikel-Nr.: 095.015.560

Alternativ:

Alle Ausführungen auch mit einem 4-Fußgestell lieferbar.

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■