

Rückwandabsaugung RWA-12/18-1000 – RWA-12/18-2000



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt und zur direkten Montage auf einem vorhandenen Arbeitsplatz geeignet. Mit der Rückwandabsaugung kann die Formalin- und Alkoholkonzentration am Arbeitsplatz reduziert werden. Die Absaugung ist mit doppelten Schlitzblechen ausgestattet um eine optimale und regulierbare Luftabsaugung zu gewährleisten. Der Luftanschluss DN 100 ist mittig an der oberen Seite der Absaugung angebracht und an die bauseitige Absauganlage anzuschließen.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 120 x 180 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss:	DN 100
Typ:	RWA-12/18-1000
Artikel-Nr.:	060.021.500

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Rückwandabsaugung RWA-12/18-1000 – RWA-12/18-2000

Modell RWA-12/18-1200:

Maße B/T/H: 1200x 120 x 180 mm
Abluftmenge: Min. 150 m³/h
Material: Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss: DN 100
Typ: RWA-12/18-1200
Artikel-Nr.: 060.021.520

Modell RWA-12/18-1500:

Maße B/T/H: 1500 x 120 x 180 mm
Abluftmenge: Min. 180 m³/h
Material: Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss: DN 100
Typ: RWA-12/18-1500
Artikel-Nr.: 060.021.505

Modell RWA-12/18-1750:

Maße B/T/H: 1750 x 120 x 180 mm
Abluftmenge: Min. 200 m³/h
Material: Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss: DN 100
Typ: RWA-12/18-1750
Artikel-Nr.: 060.021.510

Modell RWA-12/18-2000:

Maße B/T/H: 2000 x 120 x 180 mm
Abluftmenge: Min. 250 m³/h
Material: Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss: DN 100
Typ: RWA-12/18-2000
Artikel-Nr.: 060.021.515

Modell RWA-12/18-2600:

Maße B/T/H: 2600 x 120 x 180 mm
Abluftmenge: Min. 300 m³/h
Material: Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss: DN 100
Typ: RWA-12/18-2600
Artikel-Nr.: 060.021.530

Hinweis:

Unsere Rückwandabsaugungen können wir Ihnen auch ganz individuell in den von Ihnen gewünschten Maßen anbieten. Hiefür können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■