

## Rückwandabsaugung RWA-30/50-1000 – RWA-30/50-2000



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt und zur direkten Montage auf einem vorhandenen Arbeitsplatz geeignet. Mit der Rückwandabsaugung kann die Formalin- und Alkoholkonzentration am Arbeitsplatz reduziert werden. Die Absaugung ist mit doppelten Schlitzblechen ausgestattet um eine optimale und regulierbare Luftabsaugung zu gewährleisten. Der Luftanschluss DN 250 ist mittig an der oberen Seite der Absaugung angebracht und an die bauseitige Absauganlage anzuschließen.

### Technische Details:

|                  |   |
|------------------|---|
| Maße B/T/H:      | 1000 x 300 x 500 mm                         |
| Abluftmenge:     | Min. 200 m <sup>3</sup> /h                  |
| Material:        | Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304) |
| Abluftanschluss: | DN 250                                      |
| Typ:             | RWA-30/50-1000                              |
| Artikel-Nr.:     | 060.021.300                                 |

*Weitere Modelle siehe Rückseite*

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■

# Rückwandabsaugung RWA-30/50-1000 – RWA-30/50-2000

## **Modell RWA-30/50-1200:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Maße B/T/H:      | 1200 x 300 x 500 mm                         |
| Abluftmenge:     | Min. 200 m <sup>3</sup> /h                  |
| Material:        | Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304) |
| Abluftanschluss: | DN 250                                      |
| Typ:             | RWA-30/50-1200                              |
| Artikel-Nr.:     | 060.021.305                                 |

## **Modell RWA-30/50-1500:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Maße B/T/H:      | 1500 x 300 x 500 mm                         |
| Abluftmenge:     | Min. 250 m <sup>3</sup> /h                  |
| Material:        | Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304) |
| Abluftanschluss: | DN 250                                      |
| Typ:             | RWA-30/50-1500                              |
| Artikel-Nr.:     | 060.021.310                                 |

## **Modell RWA-30/50-1750:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Maße B/T/H:      | 1750 x 300 x 500 mm                         |
| Abluftmenge:     | Min. 300 m <sup>3</sup> /h                  |
| Material:        | Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304) |
| Abluftanschluss: | DN 250                                      |
| Typ:             | RWA-30/50-1750                              |
| Artikel-Nr.:     | 060.021.315                                 |

## **Modell RWA-30/50-2000:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Maße B/T/H:      | 2000 x 300 x 500 mm                         |
| Abluftmenge:     | Min. 350 m <sup>3</sup> /h                  |
| Material:        | Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304) |
| Abluftanschluss: | DN 250                                      |
| Typ:             | RWA-30/50-2000                              |
| Artikel-Nr.:     | 060.021.320                                 |

## **Hinweis:**

*Unsere Rückwandabsaugungen können wir Ihnen auch ganz individuell in den von Ihnen gewünschten Maßen anbieten. Hiefür können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.*