

Schneidebretter aus PE-Material - blau



Das Schneidebrett ist komplett aus Polyethylen gefertigt. Die Plattenstärke beträgt ca. 20 mm. Unten sind 4 FüÙe mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Höhe von 15 mm angebracht.

Technische Details

MaÙe B/T:	500 x 400 mm
Material:	20 mm PE-Material
Farbe:	blau
Typ:	SB-PE-50/40-BL
Artikel-Nr.:	060.012.119

Zubehöör

Lineal aus Edelstahl mit cm und mm Graduierung zum aufstecken auf das Schneidebrett

Länge:	300 mm
Material:	Edelstahl
Typ:	LIN-SB 300
Artikel-Nr.:	060.019.031

SondermaÙe auf Anfrage erhältlich

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■