


Schneidebretter aus PE-Material



Das Schneidebrett ist komplett aus Polyethylen gefertigt. Die Plattenstärke beträgt ca. 20 mm. Unten sind 4 FüÙe mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Höhe von 20 mm angebracht.

Technische Details

MaÙe B/T: 500 x 400 mm
Material: 20 mm PE-Material
Typ: SB-PE-50/40
Artikel-Nr.: 060.012.010

Zubehöör

Lineal aus Edelstahl mit cm und mm Graduierung zum aufstecken auf das Schneidebrett

Länge: 300 mm
Material: Edelstahl
Typ: LIN-SB 300
Artikel-Nr.: 060.019.031

Weitere Modelle siehe Rückseite

SondermaÙe auf Anfrage erhältlich

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Schneidebretter aus PE-Material

Weitere Modelle

Schneidebrett aus PE-Material mit Rille

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	PE-Material
Rille:	ca. 16 mm Breit und 10 mm Tief
Typ:	SB-PE-50/40-R
Artikel:	060.012.013

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■