

Hospitalausguss



Die komplette Konstruktion ist aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) gemäß DIN 18861 gefertigt. Die Abdeckung ist mit einer umlaufenden Verkröpfung ausgestattet und allseitig 50 mm abgekantet. Unten ist der Ausguss mit Profilen verstärkt und mit einem nahtlos eingeschweißten Becken mit umlaufender Ringspülung ausgestattet. Im Becken ist ein Ablaufstutzen für den bauseitigen Syphon DN 100 vorgesehen. Bauseitig ist ein Wasseranschluss DN 25 notwendig. Im Lieferumfang enthalten ist ein Eimerrost sowie Siebeinsatz.

Technische Details:

Maße B/T:	500 x 600 mm
Maße Becken B/T/H:	370 x 370 x 250 mm
Abschluss Ringspülung:	DN 25
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ:	HAG-50-60
Artikel-Nr.:	090.030.106

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical