

Instrumentalschrank INS-800-8S



Instrumentenschrank mit 2 Flügeltüren sowie 8 Schublade. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Flügeltüren in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Türdichtung sowie Glasfüllung. Flügeltüren mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung. Türen mit Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. 3 Fachböden aus 1 mm Edelstahl gefertigt, über Rastersystem höhenverstellbar und auszuggesichert. Unterhalb der Flügeltüren 8 Edelstahlschubladen (2 nebeneinander, 4 übereinander) mit Edelstahlvollauszug und Bügelgriffen. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

Technische Details:

Maße B/T:	800 x 685 x 2010 / 2100 mm
Türen:	2 Flügeltüren mit Glaseinsatz
Schubladen:	8 Edelstahlschubladen mit Vollauszug
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ:	INS-800-8S
Artikel-Nr.:	090.030.140

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■