

# Färbetische FT-1000 - FT-2500 Wandarbeitsplätze



Sonderausführung: Tisch mit Spültischmischbatterie und Formalinausguss dargestellt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Spezialarbeitstisch für garantiert schadstofffreies Arbeiten mit histologischen Präparaten. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. Die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Der Färbetisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
- Stabiler Selbsttragender Unterbau mit verstellbaren Füßen
- Geringe Bauhöhe des Oberaufbaues dadurch große Beinfreiheit
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche (ca. 10 mm tiefer als Rand) Lochung D17, T60
- Luftgeschwindigkeit an den perforierten Einlegeblechen min. 0,4 m/sec
- Integrierter Abluftstutzen mit Volumenstromregelung
- Integrierte Sprinkleranlage unterhalb der perforierten Einlegebleche mit Regelventil
- Anschlussstutzen für Abluft wahlweise rechts oder links

## Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 600 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 840 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	FT-1000
Artikel-Nr.:	060.030.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■

# Färbetische FT-1000 - FT-2500

## Wandarbeitsplätze

### Modell FT-1250:

Maße B/T/H:	1250 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 800 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1090 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	FT-1250
Artikel-Nr.:	060.030.015

### Modell FT-1500:

Maße B/T/H:	1500 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 1000 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1340 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	FT-1500
Artikel-Nr.:	060.030.020

### Modell FT-1750:

Maße B/T/H:	1750 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 1200 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1590 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 250
Typ:	FT-1750
Artikel-Nr.:	060.030.025

### Modell FT-2000:

Maße B/T/H:	2000 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 1400 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1840 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 250
Typ:	FT-2000
Artikel-Nr.:	060.030.030

Modell FT-2250	2250 x 750 x 750 mm	060.030.035
Modell FT-2500	2500 x 750 x 750 mm	060.030.040

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■