

# Feuerbeständiger Sicherheits-Flügeltürenschränk

mit 2 Flügeltüren zur Lagerung von Gefahrgutstoffen in Arbeitsräumen



Der feuerfeste Sicherheits-Flügeltürenschränk ist besonders zur Lagerung von Gefahrgutstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 geeignet. Im Brandfall schließen die Flügeltüren selbständig durch die integrierte Thermo-Auslösung. Die Entsorgungsschubladen sind serienmäßig mit einem Erdungskabel inkl. Klemme ausgerüstet sowie 6 Auszügen.

#### Technische Details:

Außenmaße B/T/H:	1200 x 615 x 1968 mm
Innenmaße B/T/H:	1050 x 520 x 1740 mm
Abmessungen je Auszug B/T/H:	840 x 490 x 90 mm
Auffangvolumen je Auszug:	ca. 30 Liter
Eigengewicht:	ca. 420 kg
Tragkraft je Auszüge:	je 60 kg
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14470-1
Abluftanschluss:	DN 75
Luftmenge:	ca. 9 m <sup>3</sup> / Stunde
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SIHS-1200
Artikel-Nr.:	090.020.500

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■