

Feuerbeständiger Sicherheits-Unterbauschrank

mit 1 Schublade zur Lagerung von Gefahrenstoffen in Arbeitsräumen



Der feuerfeste Sicherheits-Unterbauschrank ist besonders zur Lagerung von Gefahrenstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 (Typ 90) geeignet. Die voll ausziehbare Schublade, hat eine leichtgängige Bedienung und ist in jeder Position arretierbar. Im Brandfall schließt die Schublade selbständig durch die integrierte Thermo-Auslösung. Die Entsorgungsschublade ist serienmäßig mit einem Erdungskabel inkl. Klemme ausgerüstet. Der Sockel aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech bietet eine optimale Höhenanpassung des Schrankes unter dem Abzug. Die unter dem Schrank montierten Rollen erleichtern das Herausziehen des Schrankes unter dem Abzug.

Technische Details:

Außenmaße B/T/H:	590 x 570 x 600 mm
Innenmaße B/T/H:	470 x 450 x 500 mm
Nutzbare Innenhöhe:	ca. 460 mm
Auffangvolumen je Auszug:	ca. 22 Liter
Eigengewicht:	ca. 90 kg
Tragkraft Schublade:	25 kg
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14470-1
Abluftanschluss:	DN 75
Luftmenge:	ca. 2 m ³ / Stunde
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SUBS-590
Artikel-Nr.:	090.020.450

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■