

Nasspräparateschrank NSP-1000 - NSP-1500 G



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) gefertigt. Der Schrank hat eine 100 mm hohe, umlaufende Sockelblende und ist mit 2 doppelwandigen Edelstahltüren mit 2 großen Bügelgriffen ausgestattet. Im Schrankinneren können 5 Stück Einlegeböden über Rasterschiene höhenverstellt werden. Der Schrank muss an die bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden und ständig in Betrieb sein, da der Schrank keine Türdichtungen hat.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Schubladen:	2 Stück Edelstahlfügel Türen
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1000
Artikel-Nr.:	090.020.100

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Nasspräparateschrank NSP-1000 - NSP-1500 G

Modell NSP-1200:

Maße B/T/H:	1200 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Türen:	2 Stück Edelstahlflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1200
Artikel-Nr.:	090.020.110

Modell NSP-1500:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Türen:	2 Stück Edelstahlflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500
Artikel-Nr.:	090.020.120

Modell NSP-1000-G:

Maße B/T/H:	1000 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glastüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1000-G
Artikel-Nr.:	090.020.105

Modell NSP-1200-G:

Maße B/T/H:	1200 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glastüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1200-G
Artikel-Nr.:	090.020.115

Modell NSP-1500-G:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glastüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500-G
Artikel-Nr.:	090.020.125

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■