


Regalwagen aus Edelstahl RW-4 - RW-15 für Nasspräparateschrank



Die stabile Konstruktion ist komplett aus Edelstahl Quadratrohr 25 x 25 mm. Zur Aufnahme von Kunststoff Trays oder Edelstahlbehälter. Je Seite 2 Stück eingeschweißte Auflageschienen, inkl. 4 Wandabweiserrollen, 4 Räder d = 125 mm, 2 feststellbar.

Technische Details:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1039 mm
Anzahl der Regalfächer:	4
Typ:	RW-4
Artikel-Nr.:	090.020.225

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Regalwagen aus Edelstahl RW-4 - RW-15 für Nasspräparateschrank

Modell RW-6:

Maße B/T/H: 715 x 535 x 1670 mm
Anzahl der Regalfächer: 6
Typ: RW-6
Artikel-Nr.: 090.020.220

Modell RW-9:

Maße B/T/H: 715 x 535 x 1800 mm
Anzahl der Regalfächer: 9
Typ: RW-9
Artikel-Nr.: 090.020.229

Modell RW-15:

Maße B/T/H: 715 x 535 x 1800 mm
Anzahl der Regalfächer: 15
Typ: RW-15
Artikel-Nr.: 090.020.227

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■