

Feuerbeständiger Sicherheits-Unterbauschrank mit 2 Schubladen zur Lagerung von Lösemitteln



Der feuerfeste Sicherheits-Unterbauschrank ist besonders zur Lagerung von Gefahrgutstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 (Typ 90) geeignet. Die voll ausziehbaren Schubladen haben eine leichtgängige Bedienung und sind in jeder Position arretierbar. Im Brandfall schließen die Schubladen selbständig durch die integrierte Thermo-Auslösung. Die Entsorgungsschublade ist serienmäßig mit einem Erdungskabel inkl. Klemme ausgerüstet. Der Sockel aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech bietet eine optimale Höhenanpassung des Schrankes unter dem Abzug. Die unter dem Schrank montierten Rollen erleichtern das Herausziehen des Schrankes unter dem Abzug.

Technische Details:

Außenmaße B/T/H:	1400 x 570 x 600 mm
Innenmaße B/T/H:	770/470 x 450 x 500 mm
Maße Schublade 1 B/T/H:	722 x 442 x 80 mm
Maße Schublade 2 B/T/H:	422 x 442 x 80 mm
Nutzbare Innenhöhe:	ca. 460 mm
Auffangvolumen je Auszug:	ca. 22 Liter
Eigengewicht:	ca. 200 kg
Tragkraft Schublade:	50 / 25 kg
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14470-1
Abluftanschluss:	DN 75
Luftmenge:	ca. 3 m ³ / Stunde
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SIHS-1400-2
Artikel-Nr.:	090.020.400

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■