

Unterbauschrank mit 3 Schubladen



Unterbauschrank mit Schubladen. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt.

Schubladenblende in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Dichtung. Schubladen mit 4/5 Teleskopauszug und Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

1. Schublade von oben: 150 mm
2. Schublade von oben: 300 mm
3. Schublade von oben: 300 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen:	3 Edelstahlschubladen
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ:	UBS-SB-3-400
Artikel-Nr.:	090.032.013

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Unterbauschrank mit 3 Schubladen

Modell UBS-SB-3-500:

Maße B/T/H: 500 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-500
Artikel-Nr.: 090.032.014

Modell UBS-SB-3-600:

Maße B/T/H: 600 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-600
Artikel-Nr.: 090.032.015

Modell UBS-SB-3-800:

Maße B/T/H: 800 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-800
Artikel-Nr.: 090.032.020

Modell UBS-SB-3-900:

Maße B/T/H: 900 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-900
Artikel-Nr.: 090.032.025

Modell UBS-SB-3-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-1000
Artikel-Nr.: 090.032.030

Modell UBS-SB-3-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-1200
Artikel-Nr.: 090.032.035

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■