

# Hub- und Transportwagen HTW 50/050-SRS

## Leichte Bauform



Besonders leichte und zugleich sehr stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, hammerschlagsilber lackiert mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkräder, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar  $d = 200$  mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei. Der HTW 50/050 ist speziell für den Transport innerhalb des Krankenhauses bzw. für die Übernahme eines Sarges aus einem Bestattungsfahrzeug konstruiert worden. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absinken bei ungleichmäßiger Belastung. Der Oberaufbau ist mit Edelstahlprofilschienen sowie mit einem verschieb- und fixierbaren Schlitten ausgestattet. Frontseitig ist eine Tragrolle zur leichten Sargübernahme aus bzw. in ein Bestattungsfahrzeug angebracht. Der Schiebebügel ist abnehmbar.

### Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	1700 x 710 x 465 mm
Maße oberste Position B/T/H:	1700 x 710 x 1265 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Eigengewicht:	ca. 85 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Hammerschlagsilber (lackiert)
Typ:	HTW 50/050-SRS
Artikel-Nr.:	050.010.005

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■