

Transportwagen TW 52/120-AT mit Abdecktuch



Dieser Transportwagen wird überwiegend zum Transport von Verstorbenen innerhalb des Krankenhauses verwendet. Durch das grüne OP-Abdecktuch ist dieser Transportwagen nicht sofort als Leichentransportwagen erkennbar. Die stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Der Transportwagen ist mit 4 Lenkrädern, 2 Stück feststellbar, 2 Stück mit Richtungsfeststeller $d = 125$ mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei, ausgestattet. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde versehen. Der Schiebebügel ist fest angeschweißt. Oben ist ein seitlich kippbarer Rahmenaufbau mit automatischer Kippbegrenzung zur Aufnahme des Abdecktuches angebracht. Im Lieferumfang ist ein abnehmbares Abdecktuch aus grünem Bauwollstoff (wasch- und sterilisierbar) enthalten. (Alternativ ist auch eine Abdeckung aus PVC lieferbar)

Technische Details:

Maße B/T/H:	2150 x 700 x 650 / 1060 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Eigengewicht:	ca. 55 kg
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	TW 52/120-AT
Artikel-Nr.:	050.150.020

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■