

06/2018

TOP NEWS

AB JETZT: mit noch mehr Stauraum | NOW: with even more storage room

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



*ARCHIVIERUNGSSCHRÄNKE FÜR OBJEKTTRÄGER UND
PARAFFINBLÖCKE*

*FILING CABINETS FOR GLASS SLIDES AND PARAFFIN
BLOCKS*

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

ARCHIVIERUNGSSCHRÄNKE FÜR OBJEKTTRÄGER UND PARAFFINBLÖCKE JETZT MIT NOCH MEHR STAURAUM



Jetzt dauerhaft bis zu 15.400 Objektträger oder 4.200 Paraffinblöcke mehr lagern!

Ab sofort sind unsere Archivierungsschränke standardmäßig in zwei Breiten und 11 Schubladen erhältlich. Somit können Sie jetzt insgesamt ganze 169.400 Objektträger oder 46.200 Paraffinblöcke sicher lagern!

Store now up to 15,400 glass slides or 4,200 paraffin blocks more!

As of now, our filing cabinets are available in two widths and 11 drawers. Hence, you will be able to store as much as 169,400 glass slides or 46,200 paraffin blocks in total!


Ihre Vorteile im Überblick:

- Stabile Stahlkonstruktion
- Leicht zu reinigen und desinfizieren dank Pulverbeschichtung
- Mit Beschriftungsstreifen an jeder Schublade für optimale Organisation im Labor
- Abschließbar
- Dauerhaft erweiterter Stauraum dank 11 Schubladen
- Alle Schränke sind für Objektträger UND Paraffinblöcke geeignet – kein entweder oder mehr!

Your advantages at a glance:

- Sturdy steel construction
- Easy to clean and disinfect thanks to powder-coating
- With label strips on each drawer for perfect laboratory organization
- Lockable
- Permanently more storage room with 11 drawers
- All cabinets are suitable for glass slides AND paraffin blocks - no ifs or buts anymore!

FILING CABINETS FOR GLASS SLIDES AND PARAFFIN BLOCKS NOW WITH EVEN MORE STORAGE ROOM



Vielfältige Lagermöglichkeiten

Der Schrankkorpus wird aus stabilem RAL 7035 (lichtgrau) pulverbeschichteten Stahlblech gefertigt und verfügt über 11 Schubladen. Alle Schubladen sind mit einer Schubladensperre ausgestattet.

Farbe der Schubladenblende RAL 5012 (himmelblau). Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung.

Schrankkorpus wahlweise in 800 oder 1050 mm Breite erhältlich. Je nach Größe geeignet zur Lagerung von 113.300 oder 169.400 Objektträger bzw. 30.800 oder 46.200 Paraffinblöcke.

Diverse storage possibilities

The cabinet body is made of sturdy, RAL 7035 (light grey) powder coated metal sheets and has room for 11 drawers. All drawers have a drawer blocking.

Color of drawer covers RAL 5012 (sky blue). Aluminium handle strips with labels and transparent covers.

The cabinet body is available in 800 or 1050 mm width. Depending on size, you may store 113,300 or 169,400 glass slides or 30,800 or 46,200 paraffin blocks.

Multifunktionelles Zubehör

Zusätzlich sind für die Archivierungsschränke multifunktionelle Kunststofftrays verfügbar. Dank der universellen Form und Beschaffenheit sind die Trays sowohl für Objektträger als auch Paraffinblöcke geeignet und lassen sich passgenau in unseren Archivierungsschränken lagern.

Multifunctional accessories

Additionally, we offer multifunctional plastic trays for our filing cabinets. Thanks to their universal shape and design, the trays are suitable for glass slides as well as paraffin blocks and can be perfectly stored in the filing cabinet.



TECHNISCHE DETAILS

TECHNICAL DETAILS

Bezeichnung Description	Einheit Unit	
Archivierungsschränke für 113.300 Objektträger / Filing cabinets for 113,300 glass slides		
Lagermenge pro Schublade Blocks per drawer	Objektträger glass slides	ca. approx. 10300
Gesamtmenge Total amount	Objektträger glass slides	ca. approx. 113300
Eigengewicht Dead weight	kg	ca. approx. 205
Gesamtgewicht Overall weight	kg	ca. approx. 1200
Maße B/T/H Dimensions W/D/H	mm	800 x 750 x 1200
Typ Type		AVS-750-10-OT
Artikel Nr. Article no.		090.500.010

Archivierungsschränke für 169.400 Objektträger / Filing cabinets for 169,400 glass slides		
Lagermenge pro Schublade Blocks per drawer	Objektträger glass slides	ca. approx. 15400
Gesamtmenge Total amount	Objektträger glass slides	ca. approx. 169400
Eigengewicht Dead weight	kg	ca. approx. 240
Gesamtgewicht Overall weight	kg	ca. approx. 1750
Maße B/T/H Dimensions W/D/H	mm	1050 x 750 x 1200
Typ Type		AVS-1050-10-OT
Artikel Nr. Article no.		090.500.020

Archivierungsschränke für 30.800 Paraffinblöcke / Filing cabinets for 30,800 paraffin blocks		
Lagermenge pro Schublade Blocks per drawer	Paraffinblöcke paraffin blocks	ca. approx. 2800
Gesamtmenge Total amount	Paraffinblöcke paraffin blocks	ca. approx. 30800
Eigengewicht Dead weight	kg	ca. approx. 205
Gesamtgewicht Overall weight	kg	ca. approx. 590
Maße B/T/H Dimensions W/D/H	mm	800 x 750 x 1200
Typ Type		AVS-750-10-P
Artikel Nr. Article no.		090.500.030

Archivierungsschränke für 46.200 Paraffinblöcke / Filing cabinets for 46,200 paraffin blocks		
Lagermenge pro Schublade Blocks per drawer	Paraffinblöcke paraffin blocks	ca. approx. 4200
Gesamtmenge Total amount	Paraffinblöcke paraffin blocks	ca. approx. 46200
Eigengewicht Dead weight	kg	ca. approx. 240
Gesamtgewicht Overall weight	kg	ca. approx. 1050
Maße B/T/H Dimensions W/D/H	mm	1050 x 750 x 1200
Typ Type		AVS-1050-10-P
Artikel Nr. Article no.		090.500.040

Kunststofftrays für Objektträger und Paraffinblöcke Plastic trays for glass slides and paraffin blocks		
Maße B/T/H Dimensions W/D/H	mm	64 x 310 x 40
Farbe Colour		RAL 7011 (grau grey)
Typ Type		DD-AVS
Artikel Nr. Article no.		090.500.100

Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Verkaufskatalogen und auch online auf unserer Website www.KUGEL-medical.de!

Please refer to our catalogues for more information or visit us online at www.KUGEL-medical.de!

