

Beistelltisch aus Edelstahl



Der Beistelltisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), mit einem Unterbau aus stabilen, verwindungssteifen Edelstahlprofilen angefertigt. Die Tischplatte ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand ausgestattet. Die lenkbaren Räder mit einem Ø von 100 mm sind mit Spezialkugellagern ausgestattet, dauergeschmiert, wartungsfrei und sorgen für einen geräuschfreien Transport.

Technische Daten:

Maße B/T/H: 600 x 600 x 800 mm

Räder: Ø 100 mm

Tragfähigkeit: max. 100 kg

Material: Geschliffenes Edelstahl (Material No. 1.4301 – ANSI 304)

Typ: BT 80/6060

Artikel-Nr.: 080.050.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Beistelltisch aus Edelstahl

Modell BT 80/7560:

Maße B/T/H:	750 x 600 x 800 mm
Räder:	Ø 100 mm
Tragfähigkeit:	max. 100 kg
Material:	Stainless steel (Material No. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	BT 80/7560
Artikel-Nr.:	080.050.020

Modell BT 80/9560:

Maße B/T/H:	950 x 600 x 800 mm
Räder:	Ø 100 mm
Tragfähigkeit:	max. 100 kg
Material:	Stainless steel (Material No. 1.4301 – ANSI 304))
Typ:	BT 80/9560
Artikel-Nr.:	080.050.030

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

