

Großtierseziertisch GST-2000-F – GST-2950-F



Der Großtierseziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304). Ein sehr stabiler Unterbau sorgt für ausreichende Stabilität auch bei großen Belastungen. Die Seziertischplatte hat einen hohen umlaufenden Rand sowie ein Gefälle zu einer Längsseite bzw. zu den beiden Abläufen hin. Der Unterbau besteht aus stabilen Edelstahlprofilen mit 4 Schwerlastrollen mit Edelstahlgehäuse (spurlos) d = 200 mm, 2 Bockrollen sowie 2 Lenkrollen.

Technische Daten:

Maße Seziertischplatte B/T/H:	2000 x 1000 x 600 mm
Tragfähigkeit:	max. 1000 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	GST-2000-F
Artikel-Nr.:	010.015.205

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Großtierseziertisch GST-2000-F – GST-2950-F

Modell GST-2500-F:



Maße Seziertischplatte B/T/H:	2500 x 1000 x 600 mm
Tragfähigkeit:	max. 1000 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	GST-2500-F
Artikel-Nr.:	010.015.200

Modell GST-2950-F:

Maße Seziertischplatte B/T/H:	2950 x 1000 x 600 mm
Tragfähigkeit:	max. 1000 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	GST-2950-F
Artikel-Nr.:	010.015.212

Zubehör:

Haltestange mit 2 Ösen, 1000mm lang	Artikel Nr. 010.015.222
Haltestange mit 2 Ösen, 1600mm lang	Artikel Nr. 010.015.220
Edelstahlkette für Haltestangen (3 Meter)	Artikel Nr. 010.015.226
Schiebebügel für alle GST-XXX	Artikel Nr. 019.400.007
Großtierseziertische	



KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■