

Fahrtrieb für alle Hub- und Transportwagen FAT-HTW-24



Bedieneinheit Fahrtrieb

In alle Hub- und Transportwagen der Serie HTW 50/51xxx kann der Fahrtrieb FAT-HTW-24 eingebaut werden. Mit dem leistungsstarken Antriebsmotor - ausgestattet mit einer Doppelbereifung - kann der Hub- und Transportwagen sehr einfach und mühelos vorwärts und rückwärts gefahren werden. Speziell lange Wege und auch Steigungen sind mit dem Fahrtrieb mühelos und ohne Kraftaufwand durchführbar. Die Geschwindigkeit wird über ein Handrad vorgewählt. Über einen Handgriff kann die Geschwindigkeit zusätzlich präzise gesteuert werden. Der Fahrtrieb ist mit einem Sanftanlauf sowie mit einem Sicherheitsschalter mit automatischer STOPP-Funktion, um ein Einquetschen des Bedieners beim Rückwärtsfahren zu verhindern, ausgestattet.

Lieferung inkl. 24 Volt Antriebsbatterie sowie automatischem Ladegerät 230 / 24 Volt

Technische Details siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

zertifiziert nach
ISO 9001

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Fahrantrieb für alle Hub- und Transportwagen FAT-HTW-24



Leistungsstarker Antriebsmotor mit Doppelbereifung



Handgriff für Geschwindigkeitsregelung

Technische Daten:

Spannung:	24 Volt
Raddurchmesser:	200 mm
Reichweite:	bis max. 15 km
Geschwindigkeit:	bis max. 6 km/h
Typ:	FAT-HTW-24
Artikel Nr.	050.055.200

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

