

# Leichenmulde LM 80/010



Nahtlos tiefgezogene stabile Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl ohne geschweißte Ecken und Kanten. An den schmalen Seiten der Leichenmulde sind je 2 Bügelgriffe aus Edelstahl angebracht. Die Leichenmulde ist absolut resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

## Technische Details:

Maße B/T/H:	1900 x 620 x 50 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Eigengewicht:	ca. 16 kg
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	LM 80/010
Artikel-Nr.:	080.010.045

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

