

# Organschneidetisch OST 10/4050



Der Organschneidetisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), mit einer aufliegenden perforierten Arbeitsplatte aus Edelstahl und darüber einer glatten Platte aus PE und Auffangwanne angefertigt. Durch 4 Kunststoffgleiter lässt sich der Organschneidetisch problemlos auf dem Seziertisch verschieben. Über ein höhenverstellbares Ablaufrohr werden Flüssigkeiten ohne zu spritzen auf die Seziertischplatte geleitet. Eine ausziehbare Instrumentenablage aus Kunststoff ist unterhalb der Schneidaufgabe angebracht.

Passend für Seziertisch ST 10/400 und ST 10/500.

## **Technische Details:**

Maße B/T/H:	460 x 750 x 350 mm
Tragfähigkeit:	max. 50 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Typ:	OST 10/4050
Artikel-Nr.:	010.020.020

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

