

# Seziertisch ST 10/100

## Dreh – und höhenverstellbar



Seziertisch ST 10/100 mit zusätzlicher Einhebelmischbatterie am Becken

Der Seziertisch steht auf einer Mittelsäule, die nach rechts und links um je 180° drehbar und von 750 – 1050 mm höhenverstellbar ist. Der Tisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand und einem nahtlos eingearbeiteten Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil und Siebeinsatz ausgestattet. Die Tischplatte hat eine diagonale Prägung und ein Gefälle zum Ablauf hin und hat eine komplett geschlossene Unterseite mit wasserfester Antidröhnunterleimung. Der Ablauf wird mit einem Restesiebeinsatz geliefert. Alle Versorgungsmedien verlaufen innerhalb der Mittelsäule und sind über eine Revisionsöffnung jederzeit gut erreichbar.

### Der Seziertisch ST 10/100 enthält folgende Merkmale:

- Taster AUF/AB zur Höhenverstellung über einen eingebauten elektromechanischen Antrieb
- Schnellspanngriff zur Fixierung der Drehbewegung
- Kniehebelmischbatterie für Kalt- und Warmwasser an der Mittelsäule
- 3 m Brauseschlauch inkl. Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung
- Elektro- und Wasserversorgung vorinstalliert
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 bzw. EN DIN 1717 sind bauseitig zu erfüllen

### Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 850 x 750 / 1050 mm
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Hub-Tragkraft:	300 kg
Typ:	ST 10/100
Artikel-Nr.:	010.010.100

Optional 450 kg Hub-Tragkraft gegen Aufpreis erhältlich – Artikel-Nr.: 010.010.858

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

