

GrossPath GP-1500



Tisch mit Zusatzausstattung dargestellt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Spezialarbeits-tisch für garantiert schadstoff-freies Arbeiten beim Zuschneiden und Präparieren histologischer Präparate ist auch für kleine Sektionen geeignet. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. Die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Der Zuschneidetisch ist mit einem Aktivkohlefilter und einem eingebauten Ventilator ausgestattet, arbeitet im Umluftbetrieb und muss nicht an eine separate Abluftanlage angeschlossen werden.

- Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
- Feststehender Beleuchtungsaufbau mit Tageslichtqualität ca. 4000 °K
- 230 V Doppelsteckdose im Beleuchtungsaufbau eingebaut
- Stabiler Selbsttragender Unterbau mit verstellbaren Füßen
- Arbeitsfläche mit nahtlos eingeschweißtem Becken 370 x 150 mm mit Luftabsaugung
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche (ca. 10 mm tiefer als Rand) Lochung D17, T60
- Luftgeschwindigkeit an den perforierten Einlegeblechen min. 0,4 m/sec
- Integrierter Abluftstutzen
- Integrierte Sprinkleranlage unterhalb der perforierten Einlegebleche mit Regelventil
- Formalinausguss mit Siebeinsatz
- Anschlussstutzen für Abwasser, sowie Warm- und Kaltwasser
- optional stufenlos höhenverstellbar über einen eingebauten Elektroantrieb von 850 bis 1100 mm

Technische Details siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



GrossPath GP-1500



Technische Details:

Maße Zuschnidetisch B/T/H:	1500 x 800 x 850 / 1950 mm
Maße Beleuchtungsaufbau B/T/H:	1500 x 300 x 1100 mm
Abluftmenge:	Min. 750 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 960 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2"
Abwasseranschluss:	DN 50 2"
Typ:	GP-1500
Artikel-Nr.:	060.205.100

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

